

Gleitmatratze zur einfachen und komfortablen Patientenumlagerung für Patiententransporter STS 282 und STL 285



80 mm stark, aus unempfindlichem, strapazierfähigem PU-Material, elektrisch leitend, schwarz, röntgenstrahlendurchlässig, Unterseite aus Spezialmaterial mit ausgezeichneten Gleiteigenschaften, 1.950 x 600 mm, mit längsseitig jeweils 4 Griffschlaufen. Sicherung auf dem Transporter über seitlich angebrachte Klett-Befestigungslaschen.



Gleitmatratze, Modell-Nr. 206.389
für Patiententransporter STS 282.101

Gleitmatratze, Modell-Nr. 207.389
für Patiententransporter STL 285.080 und 285.100

Auf den Punkt gebracht – Ihre Vorteile



Einfache und sichere Fixierung durch beidseitige Klettverschlüsse



- Ausgezeichnete Gleiteigenschaften und optimaler Liegekomfort
- Arbeitserleichterung durch geringen Kraftaufwand
- Zeit- und Kostenersparnis, da einfache Handhabung durch 1 Person möglich
- Ideal für Umlagerung auf Röntgentisch
- Umlagerung von Patienten bis 225 kg
- Keine zusätzliche Investition, da auch als Standardmatratze einsetzbar

Wichtiger Hinweis:

Die Gleitmatratze darf nur auf den Schmitz-Patiententransportern 282.101, 285.080 und 285.100 ab Baujahr 02/2009 eingesetzt werden!

Bei älteren Modellen und anderen Fabrikaten ist eine Sicherung der Gleitmatratze und somit die Verwendung auf diesen Patiententransportern nicht möglich.