

Instrumentenabwurf für den gynäkologischen Arbeitsplatz medi-matic® Serie 115.7



NEU

Instrumentenabwurf Modell-Nr. 101.204

elektromotorisch, aus Stahlblech,
pulverbeschichtet in der Stuhlfarbe,
an der Säule montiert,
Anschlusskabel mit Netzstecker,
Anschluss: 90 – 240 V, 50/60 Hz,
Leistungsaufnahme max. 20 W

Abbildung:
medi-matic® 115.755 mit Instrumentenabwurf 101.204, Fußstützen 101.442, Beinplatte 101.445 und Kopfpolster 101.372
Lackierung graualuminium RAL 9007, Polster goldgelb 86, Kunststoffteile silbergrau

Die Funktionalität im Detail



Elektromotorisches Öffnen und Schließen des Abwurfes durch Antippen der Blende, Vollauszug über Teleskopschienen, Rahmen mit herausnehmbarem 12 Liter CNS-Behälter (für 5 Liter Flüssigkeit), Siebeinsatz aus Kunststoff zur Aufnahme von ca. 15 Spekula. Zusätzliche Ablagefläche aus CNS. Maximale Belastung 8 kg. Nachrüstbar (Serie 115.7) auf Anfrage.

Hinweis:

Stromversorgung über eigenen Netzanschluss (2 m + 5 m Kabel).

Auf den Punkt gebracht – Ihre Vorteile:

- Abwurf im direkten Zugriff
- einfache und komfortable Bedienung
- platzsparende Lösung
- kein zusätzliches Entsorgungsmodul erforderlich
- abgestimmt in Farbe und Design

Auch einsetzbar in Verbindung mit:

Kolposkophalterung 101.430/101.435 **oder** Schmitz-Set mit Haltearm 101.650 **oder** Aufnahmeplatte mit Haltearm 101.651

Nicht einsetzbar in Verbindung mit:

Fußbügel 101.475
Fußauftritt 101.452
Sekretschale aus CNS 101.201/101.202



Öffnen und Schließen durch Antippen



Öffnen und Schließen elektromotorisch



Herausnehmbarer CNS-Behälter mit Siebeinsatz