

Colchón deslizante para el traslado cómodo y sencillo del paciente para las camillas de transporte STS 282 y STL 285



Con un grosor de 80 mm, de poliuretano robusto y resistente, antiestático, de color negro, permeable a los rayos X, con la parte inferior de un material especial con excelentes propiedades deslizantes, 1.950 x 600 mm, con 4 agarraderas a cada lado. Fijación a la camilla de transporte mediante tiras velcro colocadas a los lados.



Colchón deslizante, Ref. 206.389
para la camilla de transporte STS 282.101

Colchón deslizante, Ref. 207.389
para las camillas de transporte STL 285.080 y 285.100

Sus ventajas en pocas palabras



Fijación sencilla y segura mediante cierres velcro a ambos lados



- Excelentes propiedades deslizantes y comodidad inmejorable para el paciente
- Simplificación del trabajo por requerirse menos esfuerzo
- Ahorro de tiempo y costes por su sencillo manejo por parte de una sola persona
- Ideal para el traslado a la mesa de rayos X
- Traslado de pacientes de hasta 225 kg
- No se requiere una inversión adicional, ya que puede emplearse como colchón estándar

Advertencia importante:

¡El colchón deslizante puede emplearse solamente con las camillas de transporte Schmitz refs. 282.101, 285.080 y 285.100, con fecha de fabricación a partir de 02/2009!
En otros modelos más antiguos o de otros fabricantes el colchón no puede fijarse, por lo que no es posible su uso con dichas camillas de transporte.