

Recipiente para instrumental para el mobiliario de reconocimiento ginecológico de la serie medi-matic® 115.7



Nuevo

Recipiente para instrumental Ref. 101.204

con motor eléctrico, de chapa de acero,
con recubrimiento de polvo de resina en
el color del sillón, montado en la columna,
cable de conexión con enchufe, conexión:
90 - 240 V, 50/60 Hz, consumo máximo
de potencia 20 W

Ilustración:
medi-matic® 115.755 con recipiente para instrumental 101.204, placas apoyapiés 101.442,
placa de piernas 101.445 y cojín de cabeza 101.372
Barnizado en aluminio gris RAL 9007, acolchado amarillo dorado 86, partes de plástico gris plateadas

La funcionalidad en detalle



Apertura y cierre del recipiente por motor eléctrico, tocando ligeramente la parte frontal, extracción total mediante rieles telescópicos, marco con contenedor extraíble de acero al cromo-níquel de 12 litros (para 5 litros de líquido), cesta de plástico con capacidad para aprox. 15 espéculos.

Bandeja adicional de acero al cromo-níquel.

Carga máxima 8 kg.

Puede incorporarse con posterioridad (serie 115.7) a petición del cliente.

Nota:

Suministro eléctrico mediante conexión directa a la red (cables de 2 m y 5 m).

Sus ventajas en pocas palabras:

- Acceso directo al recipiente
- manejo sencillo y cómodo
- una solución que ahorra espacio
- no se requiere un módulo adicional para desecho
- armonizado en color y diseño

También puede emplearse junto con:

soporte para colposcopio 101.430/101.435
● juego de tratamiento Schmitz con brazo soporte 101.650 ● bandeja con brazo soporte 101.651

No es posible su empleo junto con:

estribo apoyapiés 101.475
peldaño 101.452
recipiente de lavado de acero al cromo-níquel 101.201/101.202



Abrir y cerrar tocando ligeramente



Abrir y cerrar mediante motor eléctrico



Contenedor extraíble de acero al cromo-níquel con cesta