

Cuvette de récupération des instruments pour fauteuils gynécologiques medi-matic® Série 115.7



Nouveau

Cuvette de récupération des instruments N° modèle 101.204

Moteur électrique, en acier, revêtu par poudrage de la couleur du fauteuil, monter sur la colonne, câble d'alimentation avec prise de branchement, raccordement 90 - 240 V, 50/60 Hz, puissance consommée max. 20 W

Illustration:
medi-matic® 115.755 avec cuvette de récupération des instruments 101.204, supports de pieds 101.442, plateau de jambes 101.445 et coussin pour la tête 101.372
Revêtement thermolaqué gris aluminium RAL 9007, coussin jaune or, pièces en matière plastique gris argenté

Détails des fonctionnalités



Ouverture et fermeture électrique de la cuvette de récupération par simple effleurement sur l'avant du tiroir, ouverture complète grâce à des rails télescopiques, cadre avec seau CNS de 12 litres (pour 5 litres de liquides), crépine plastique pour récupérer environ 12 spéculums. Surface de rangement supplémentaire en CNS.

Charge maximum 8 kg.
Montage ultérieur (Série 115.7)
sur commande.



Ouverture et fermeture par simple effleurement

Remarque:

Alimentation électrique sur le réseau
(câbles de 2 m et 5 m).

Les caractéristiques essentielles – vos avantages:

- Cuvette de récupération facile à atteindre
- Utilisation simple et confortable
- Économie de place
- Pas de modules de récupération supplémentaires nécessaires
- Couleurs et design parfaitement accordés



Ouverture et fermeture électrique

S'adapte aussi avec:

Le support de colposcope 101.430/101.435
ou le Schmitz-Set avec bras de support 101.650 **ou** le plateau de réception avec bras de support 101.651

Ne peut pas s'adapter avec:

Le support pour les pieds du médecin 101.475
Le marche-pied 101.452
La cuvette en CNS 101.201/101.202



Seau amovible en CNS avec crépine