

Materasso per il trasferimento semplice e comodo dei pazienti per barelle STS 282 e STL 285



80 mm di spessore, in poliuretano resistente, elettrostatico, nero, radiotrasparente, lato inferiore in materiale speciale con eccellenti proprietà di scorrimento, 1.950 x 600 mm, con 4 impugnature lungo il perimetro, fissaggio alla barella mediante alette in velcro.



Materasso di trasferimento Modello n. 206.389
per barella STS 282.101

Materasso di trasferimento Modello n. 207.389
per barelle STL 285.080 e 285.100

Tutti i vantaggi al primo sguardo



Fissaggio facile e sicuro grazie alle alette in velcro su entrambi i lati



- Eccellenti proprietà di scorrimento e comfort ottimale
- Diminuzione del carico di lavoro necessario agli operatori per il trasferimento
- Notevole risparmio in termini economici e di tempo: il trasferimento può anche essere effettuato da un solo operatore
- Ideale per il trasferimento sul tavolo radiografico
- Trasferimento di pazienti fino a 225 kg
- Nessun investimento economico aggiuntivo in quanto può essere utilizzato anche come materasso standard

Indicazione importante:

Il materasso di trasferimento può essere utilizzato solo per le barelle 282.101, 285.080 e 285.100 di Schmitz a partire dall'anno di costruzione 02/2009!

Per i modelli più vecchi o prodotti di altri costruttori, è impossibile fissare il materasso di trasferimento alla barella e dunque utilizzarlo.