

Cassetto portastrumenti per postazione ginecologica medi-matic® serie 115.7



Nuovo

Cassetto portastrumenti Modello n. 101.204

movimentazione elettrica, in lamiera di acciaio, verniciata a polveri secondo il colore della poltrona, fissato alla colonna, cavo di collegamento con spina, allacciamento: 90 - 240 V, 50/60 Hz, max. assorbimento 20 W

Figura:
medi-matic® 115.755 con cassetto 101.204, poggiapiedi 101.442, piano gambe 101.445 e cuscino per la testa 101.372.
Verniciatura: grigio alluminio RAL 9007, imbottitura giallo oro 86, parti in plastica color grigio argento.

In dettaglio come funziona



Apertura e chiusura elettrica del cassetto con una semplice pressione. Apertura completa su guide telescopiche, telaio con contenitore in acciaio inox estraibile da 12 litri (per 5 litri di liquido), contenitore forato in plastica per specula (circa 15 pz.). Piano appoggio aggiuntivo in acciaio inox. Max. carico: 8 kg. Può essere montato a posteriori (per serie 115.7) su richiesta.

Attenzione:

Alimentazione elettrica tramite proprio collegamento (cavo di 2 m + 5 m).

Tutti i vantaggi:

- Cassetto a portata
- Utilizzo semplice e comodo
- Risparmio di spazio
- Nessun modulo aggiuntivo di smaltimento al di fuori della postazione
- Armonico nella forma e nel colore

Installabile anche in presenza di:

Supporto per colposcopio 101.430/101.435
oppure Set-Schmitz con braccio di supporto 101.650 **oppure** piano d'appoggio con braccio 101.651.

Non installabile con:

Staffa poggia piedi 101.475
Predellino 101.452
Vaschetta porta liquidi in acciaio inox 101.201/101.202



Apertura e chiusura cassetto tramite semplice pressione



Apertura e chiusura del cassetto con movimentazione elettrica



Contenitore estraibile in acciaio inox con raccogliore forato in plastica