

BULLETIN DE PRESSE

Le joyau pour la salle opératoire

La nouvelle série de tables d'opération offre un grand confort de commande

***Wickede/Düsseldorf, novembre 2009.* La série de tables OPX DIAMOND est la nouvelle star de toute la gamme des tables d'opération de Schmitz. Au début de sa production en série, l'entreprise la présente au public sur le salon MEDICA. La nouvelle table universelle mobile convient à toutes les interventions chirurgicales.**

Grâce à leur colonne télescopique, les tables disposent d'une grande plage de réglage en hauteur, ce qui les rend idéales pour les opérateurs de grande taille et pour un travail ergonomique en position assise. En outre, la partie basse en retrait permet au chirurgien de placer librement ses pieds. La longueur et la largeur du plateau segmenté des tables DIAMOND peuvent être adaptées aux exigences des différentes interventions chirurgicales. La partie dorsale, les plateaux de jambes et les appui-jambes peuvent être réglés par électromoteur comme les fonctions les plus courantes. Il est ainsi possible de positionner le patient de manière anatomiquement correcte et confortable et de corriger sa position pendant l'intervention.

Le nouveau produit est aussi remarquable au niveau stabilité et sécurité : la table DIAMOND est extrêmement stable, ce qui est particulièrement avantageux en cas de forces de traction et d'efforts de pression dans le cadre des interventions orthopédiques. Avec une charge de travail de sécurité de 360 kg, elle convient de plus aux opérations de patients d'un poids élevé. Un autre aspect important est le système de sécurité à deux niveaux avec une deuxième commande manuelle amovible ainsi que la possibilité de réglage manuel des fonctions de la table.

hall 13, stand no. 13A56