

Matelas glissant pour le transfert des malades, facile et confortable pour chariots-brancards STS 282 et STL 285



80 mm renforcé, en PU résistant, solide, antistatique, de couleur noire, perméable aux rayons X, matériau spécial qui convainc avec ses propriétés glissantes sur la face inférieure, 1.950 x 600 mm, avec 4 poignées de chaque côté. Sécurité assurée sur le chariot-brancard grâce à des bandes d'attache velcro sur les côtés.



Matelas glissant, N° modèle 206.389
pour le chariot-brancard STS 282.101

Matelas glissant, N° modèle 207.389
pour les chariots-brancards STL 285.080 et 285.100

Les caractéristiques essentielles – tous vos avantages



Système de fixation simple et sûr grâce des bandes velcro placées des deux côtés.



- Excellente propriété glissante et confort optimal pour les patients
- Travail simplifié, nécessite moins de force
- Gain de temps et réduction des coûts, la manipulation est possible par une seule personne
- Parfaitement adapté pour le transfert sur une table de radiologie
- Transfert de patients jusqu'à 225 kg
- Pas d'investissement supplémentaire, peut s'utiliser comme matelas standard

Remarques importantes:

Le matelas glissant ne doit s'utiliser que sur les charriots-brancards Schmitz 282.101, 285.080 et 285.100 fabriqués à partir de 02/2009 !

Sur les anciens modèles et sur d'autres produits, la sécurité du matelas glissant et de son utilisation pour le transport des patients n'est pas assurée.